

# 新型コロナウイルス抗原検査キット

口にくわえるタイプ

## 取扱説明書

### 研究用試薬

本製品は体外診断用医薬品承認を取得していません。  
検査を実施する前によくお読みください。

※本製品は研究用試薬です。  
検査結果は診断等の判断材料に用いることはできません。



### A 準備

- 1、本書をよくお読みください。
- 2、アルミパウチに記載されている砂時計の使用期限をご確認ください。  
期限切れの場合は使用しないでください。
- 3、アルミパウチを開封し、製品が入っていることをご確認ください。

### B 注意

- 1、開封後は60分以内にご使用ください。
- 2、検査30分前は飲食、喫煙を避けてください。
- 3、検査直前に歯磨き、うがいはしないでください。
- 4、検査は室温（20℃～30℃）で行ってください。

### C 検査方法

ご使用の前によくお読みください。

01

検査キットの先端カバーを外し、検査シート側を口内に入れ、唾液を染みこませてください。




02

2分後、検査シートを口内から出し、先端カバーを付けてください。



03

検査シートを水平に置き、15分から30分の間の結果を確認してください。




### D 検査結果

陽性

陰性

無効

"C" コントロールライン  
"T" テストライン



check!

"C"コントロールラインのみ線が出ることを持って陰性と表現します。  
"C"コントロールラインおよび"T"テストラインに線が出ることを持って陽性と表現します。